




COVIDIEN

positive results for life™



НАДЕЖНО. БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО.

V-Loc™ Инструмент ушивания раны

Каталог продукции






Инструмент ушивания раны V-Loc™ – это революционная технология, обеспечивающая оптимальные клинические результаты, благодаря безузловому способу закрытия раны.

Настоящий каталог содержит информацию о доступных размерах шовного материала с иглами.

V-LOC™ 90

Рассасывающийся инструмент ушивания раны











КОЛЮЩАЯ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP M	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 17 мм  CV-23	6" 15 см	Фиолет.	12			VLOCM0804 ❖		
	6" 15 см	Неокраш.	12			VLOCM1904 ❖		
	9" 23 см	Фиолет.	12		VLOCM0843	VLOCM0844 ❖		
	9" 23 см	Неокраш.	12			VLOCM1944 ❖		
	12" 30 см	Фиолет.	12		VLOCM0813 ❖	VLOCM0814 ❖		
	18" 45 см	Фиолет.	12		VLOCM0823 ❖	VLOCM0824 ❖		
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Фиолет.	12		VLOCM0603 ❖	VLOCM0604 ❖		
	6" 15 см	Неокраш.	12			VLOCM2004 ❖		
	9" 23 см	Фиолет.	12		VLOCM0643 ❖	VLOCM0644 ❖		
	9" 23 см	Неокраш.	12			VLOCM2044 ❖		
	12" 30 см	Фиолет.	12		VLOCM0613 ❖	VLOCM0614 ❖		
	18" 45 см	Фиолет.	12		VLOCM0623 ❖	VLOCM0624 ❖	VLOCM0625	
1/2 Круга 30 мм  V-30	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM1544	VLOCM1545	
1/2 Круга 27 мм  GS-22	6" 15 см	Фиолет.	12				VLOCM2105	VLOCM2106
	6" 15 см	Неокраш.	12				VLOCM2205	
	9" 23 см	Фиолет.	12				VLOCM2145	VLOCM2146
	9" 23 см	Неокраш.	12				VLOCM2245	
	12" 30 см	Фиолет.	12				VLOCM2115	VLOCM2116

V-LOC™ 180

Рассасывающийся инструмент ушивания раны








ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЕМИУМ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP	4-0	3-0	2-0	0	
				M	1.5	2	3	3.5	
3/8 Круга 16 мм  P-11	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL1413 ❖				
3/8 Круга 19 мм  P-12	6" 15 см	Неокраш.	12		VLOCL0003 ❖	VLOCL0004			
	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL0013 ❖	VLOCL0014	VLOCL0015		
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL0023 ❖	VLOCL0024	VLOCL0025		
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCL0033 ❖				
	24" 60 см	Неокраш.	12			VLOCL0034	VLOCL0035		
3/8 Круга 24 мм  P-14	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL0113 ❖	VLOCL0114	VLOCL0115		
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL0123 ❖	VLOCL0124	VLOCL0125		
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCL0133 ❖				
	24" 60 см	Неокраш.	12			VLOCL0134	VLOCL0135		
КОЛЮЩАЯ 									
1/2 Круга 17 мм  CV-23	6" 15 см	Зеленый	12		VLOCL0803 ❖	VLOCL0804			
	9" 23 см	Зеленый	12		VLOCL0843 ❖	VLOCL0844 ❖			
	12" 30 см	Зеленый	12		VLOCL0813 ❖	VLOCL0814			
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0824			
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Зеленый	12		VLOCL0603 ❖	VLOCL0604 ❖			
	9" 23 см	Зеленый	12		VLOCL0643 ❖	VLOCL0644 ❖			
	12" 30 см	Зеленый	12		VLOCL0613 ❖	VLOCL0614 ❖	VLOCL0615		
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0624 ❖	VLOCL0625		
1/2 Круга 30 мм  V-30	9" 23 см	Зеленый	12			VLOCL1544	VLOCL1545		

V-LOC™ PBT

Нерассасывающийся инструмент ушивания раны



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЕМИУМ ▼	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP	3-0	2-0	0	1
				M	2	3	3,5	4
3/8 Круга 19 мм  P-12	12" 30 см	Голубой	12	VLOCN0014 ❖				
КОЛЮЩАЯ ☉								
1/2 Круга 17 мм  CV-23	12" 30 см	Голубой	12	VLOCN0814 ❖				
	18" 45 см	Голубой	12	VLOCN0824 ❖				
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Голубой	12	VLOCN0604 ❖	VLOCN0605			
	9" 23 см	Голубой	12	VLOCN0644				
	12" 30 см	Голубой	12	VLOCN0614 ❖	VLOCN0615			
	18" 45 см	Голубой	12	VLOCN0624 ❖				
1/2 Круга 37 мм  GS-21	6" 15 см	Голубой	12		VLOCN0306	VLOCN0305		
	18" 45 см	Голубой	12		VLOCN0325	VLOCN0326	VLOCN0327	
1/2 Круга 27мм  GS-22	18" 45 см	Голубой	12		VLOCN1125	VLOCN1126		

	V-Loc™ 90	V-Loc™ 180	V-Loc™ PBT
Сохранение прочности	7 дней – 90%; 14 дней – 75%	7 дней – 80%; 14 дней – 75%; 21 день – 65%	Постоянное
Рассасывание	90-110 дней	180 дней	Не рассасывается
Применение	Сопоставление мягких тканей с использованием рассасывающихся материалов	Сопоставление мягких тканей с использованием рассасывающихся материалов	Сопоставление мягких тканей
Цвет	Неокрашенный, фиолетовый	Неокрашенный, зеленый	Голубой
Состав	Гликолид, диоксанон и триметилен карбонат	Сополимер полигликолевой кислоты и триметилен карбонат	Полибутестер
Стерилизация	Этилена оксид	Этилена оксид	Этилена оксид
Показания	V-Loc™ 90, V-Loc™ 180 и V-Loc PBT предназначены для сопоставления мягких тканей. Безопасность и эффективность V-Loc™ 90, V-Loc™ 180 и V-Loc PBT не установлена для однопорядковых межкишечных и сосудистых анастомозов, для ушивания твердой оболочки, в офтальмохирургии.		

www.covidien.com/vloc

ВАЖНО: Для получения дополнительной информации о применении, показаниях, противопоказаниях, предупреждениях и предостережениях, пожалуйста, изучите инструкцию.



COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом и "positive results for life" являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур.
© 2013 Covidien. Все права защищены.

Официальный представитель
Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»

115054 Москва, ул. Дубининская,
дом 53, стр. 5

Тел.: (495) 933-6469
Факс: (495) 933-6468

RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.COM