

40

Сорок Лет
Швейцарских Инноваций



Швейцарское оборудование

Оцените новейшую инфузионную помпу Nouvag DP30 с высокопроизводительной насосной системой. Установите необходимые параметры и управляйте помпой при помощи педали, освободив руки для работы.

Используется во время процедуры
радиочастотной абляции Venefit™ Covidien



DP30

Ваш специалист по надежным помпам

Distributed by



COVIDIEN™

Импортёр в России ООО «Ковидиен Евразия»
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5
+7 (495) 933 64 69 [т] +7 (495) 933 64 68 [ф]
rus@covidien.com www.covidien.ru

Универсальная инфльтрационная помпа

DP30 – универсальная и легко управляемая инфльтрационная помпа, которая подходит для проведения тумесцентной анестезии и процедуры лечения вен.

Объемную скорость потока, создаваемую помпой, можно контролировать при помощи поворотного регулятора или включением/выключением (до 20 л/час).

- Лучшее соотношение цена/качество
- Универсальная
- Имеет широкий спектр применения
- Простая в обращении и обслуживании
- Значительная экономия времени относительно времени, затрачиваемого на инъекции, при сохранении качества инфльтрации
- Плавно регулируемая и точно настраиваемая подача раствора
- Надежная, проверенная и стабильная технология

Технические характеристики DP30

Тип:	DP30
Электрическое питание	100/115/230В 50-60 Гц
Максимальная выходная мощность	200 Вт
Объемная скорость потока	1-20 л/мин
Максимальное давление	3.0 Бар
Ширина/глубина/высота	260/250/110 мм
Вес управляющего блока	2,5 кг

Кат. № 4187, Инфльтрационная помпа

В комплект поставки входит:

- 1 магистраль соединительная, одноразовая. Кат. № 6022COV
- 1 держатель для емкости с инфльтрационным раствором (без емкости)

Дополнительные аксессуары

- 1 педаль для плавного регулирования объемной скорости потока Кат. № 1501COV

Инфльтрационный раствор не включен в поставку!

Эргономичный дизайн

Небольшой и самый легкий аппарат в своем классе. Легко очищаемая поверхность.

Индикатор включения/выключения

Оповещает о том, что система готова к работе.

Точное управление помпой

Установите производительность, которая Вам нужна.

Встроенная емкость для раствора

Стандартные емкости с раствором удобно расположены на встроенной стойке.

Легкая установка магистрали

Откидывающаяся крышка отсека не мешает установке трубки.

Низкий уровень шума

Трубку легко установить. Привод насоса работает практически бесшумно.

Фронтальный доступ к помпе

Управлять помпой можно только одной рукой. Расположение кнопки управления на передней панели снижает риск непреднамеренно сдвинуть помпу.

