


Одноразовый троакар ADAPT™ для проведения малоинвазивных хирургических процедур, выполняющий функцию проникновения в полость через покровы, сохранения созданного инструментального канала и его герметизацию. Троакар предназначен для обеспечения доступа к операционному полю и создания оперативного пространства.

	Кат. номер	Канюля, мм	Инструмент, мм	Длина, мм	Форма клапана
Троакар ADAPT™ Laparoscopic Port					
	40507	5–15	5–12	70–125	«утиный клюв», «заслонка»
Троакар ADAPT™ Balloon Laparoscopic Port					
	41044	10	10	70	«утиный клюв»
	41244	12	12–10	100	«заслонка»
Троакар ADAPT™ Open Access Port					
	41233	12	12–10	100	«заслонка»
Одноразовая заглушка редуктора троакара ADAPT™ Reducer Cap					
	40005		5		



Характеристики	Кат. № 33 28 00 – 010	Кат. № 33 28 01 – 020
Диаметр в открытом состоянии	5 см	10 см
Объем мешка	200 мл	800 мл
Используемый размер троакара	10 мм	10 мм
Особенности	белая канюля	зеленая канюля
Количество	5 шт.	5 шт.

33 28 00 – 010, 33 28 01 – 020

Кол-во 5

Мембаг

Самораскрывающийся мешок для малоинвазивной хирургии, не содержит латекса, стерильно.



WK 528135, WK 528235

Кол-во 6

Visistat Skin Stapler

Одноразовый кожный степлер Visistat с набором скоб. Предназначен для закрытия кожных ран и операционных разрезов путем последовательного наложения скобок при оперативных вмешательствах в общей, грудной, акушерско-гинекологической, ортопедической, травматологической, кардиоваскулярной, урологической и пластической хирургии.

- стандартные скобы 5,7 x 3,9 мм (WK 528135) — кол-во 35
- широкие скобы 6,5 x 4,7 мм (WK 528235) — кол-во 35



Кат. номер	Описание	Кол. в коробке
WK525960	Экстрактор стальной	36 шт.
WK525970	Экстрактор пластиковый коричневый	6 шт.
WK525980	Экстрактор пластиковый белый	12 шт.

WK525960 •

Кол-во 36

WK525970 •

Кол-во 6

WK525980


Кол-во 12

Visistat Skin Remover

Экстрактор кожных скоб, предназначен для удаления скоб с места наложения.

Хирургический клиппликатор

Hem-o-lok

для лигирования сосудов и тканей **от 2 до 16 мм**
нерассасывающимися клипсами из биоинертного полимера (пластика)Для лапароскопического
и открытого доступов**M****WK544220**
для сосудов
и тканей
2–7 мм**ML****WK544230**
для сосудов
и тканей
3–10 мм**L****WK544240**
для сосудов
и тканей
5–13 мм**XL****WK544250**
для сосудов
и тканей
7–16 мм**АППЛИКАТОРЫ
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ
ХИРУРГИИ**

20 см

WK544113

WK544170

WK544180

-

27 см

WK544115

WK544171

WK544181

WK544191

27 см 70°

WK544114

WK544172

WK544179

WK544192


Инструмент для удаления клипс

WK544123

WK544123

WK544123

WK544124

ЭНДОАППЛИКАТОРЫ

ø 5 мм - 32,5 см

-

WK544965

-

-

ø 10 мм - 32,5 см

-

-

WK544995

WK544990

Инструмент для удаления клипс

-

WK544121

WK544121

WK544130


Лоток для хранения и стерилизации

-


WK544500

WK544500

WK544500

**Лоток для хранения
и стерилизации****Форма упаковки:**6 клипс / картридж
14 картриджей / упаковка

Область применения	Тип операции	Сосуды	Доступ	Размеры	Преимущества Нем-о-Лок
Общая хирургия	Правая, левая и срединная колэктомия	Желудочно-ободочная связка, правые и левые ободочные, подвздошно-ободочные сосуды	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	- экономит время, давая возможность глубокого проникновения между органами и тканями - клипсы легко пальпируются - клипса не выпадает из аппликатора - надежно фиксирует сосуды и ткани - не препятствует получению снимков КТ или МРТ - возможно лигирование на ощупь - надежно лигирует увеличенный пузырный проток при проведении постоперационного ЭРХПГ - быстрое лигирование коротких желудочных сосудов
	Передняя колоректальная резекция	Средние ободочные сосуды и их ветви, сигмовидные сосуды, верхние нижние и средние геморроидальные сосуды и их ветви, нижние брыжеечные сосуды и их ветви	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Аппендэктомия	Аппендикулярные артерии и вены, культя аппендикса	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Холецистэктомия	Желчно-пузырная артерия, желчно-пузырный проток	эндоскопический открытый	ML, L M, ML, L	
	Гастрэктомия	Желудочные и желудочно-сальниковые артерии, ободочные сосуды, селезеночные сосуды	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Фундопликация по Ниссену	Короткие желудочные сосуды.	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
Урология	Спленэктомия	Селезеночная артерия, селезеночная вена, желудочно-селезеночные сосуды	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	- экономит время, давая возможность глубокого проникновения между органами и тканями - надежно фиксирует сосуды и ткани - легкость в употреблении и надежность - клипса не выпадает из аппликатора во время работы в труднодоступных участках - клипсы легко пальпируются - защелкивающийся замок
	Простатэктомия	Семявыводящий проток, лобково-предстательная связка, перипростатические вены, дорзальные вены	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Нефрэктомия	Мочеточник, почечные сосуды, голадная вена, надпочечная вена, поясничная вена	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Адреналэктомия	Надпочечная артерия и вена	эндоскопический открытый	ML, L M, ML, L	
Гинекология	Гистерэктомия	Круглая связка, маточная артерия, связки яичников, воронкотазовая связка, фаллопиевы трубы	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	- быстрый доступ между органами и тканями - высокая скорость работы - надежность фиксации сосудов и тканей
Торакальная хирургия	Лобэктомия	Долевая вена и артерия	эндоскопический открытый	XL M, ML, L, XL	- надежность фиксации сосудов и тканей - быстрота проведения фиксации клипсами в отличие от шовного материала
Эндокринология	Тиреоидэктомия	Артерия щитовидной железы	открытый	M, ML	- надежно фиксирует сосуды и ткани - легкость в употреблении и надежность
Ангиохирургия	Хирургия варикозных вен	Подкожно-бедренные соединения, соединения большой подкожной вены	открытый	M, ML, L	- надежно фиксирует сосуды и ткани - быстрота проведения фиксации клипсами в отличие от шовного материала
Кардио-и ангиохирургия	АКШ	Внутренняя грудная артерия и большая подкожная вена	эндоскопический открытый	XL M, ML, XL	- безопасное лигирование культи внутренней грудной артерии и большой подкожной вены - надежность фиксации сосудов и тканей
	Абдоминальная аневризма аорты	Поясничная артерия и вены, ветви аорты	эндоскопический открытый	XL M, ML, L, XL	



22 53 00 O.D. 4,0–10,0 мм (только целые размеры). Кол-во 10
Трубка для промывания желудка ERU из RUSCHELIT, не содержит латекса, силиконизирована, прозрачная, с воронкой, цилиндрический наконечник, 2 отверстия, длина 75 см. Стерильно.

44 53 00 •

O.D. 3,0–14,0 мм (только целые размеры), 16,0/18,0 мм. Кол-во 10
Трубка для промывания желудка из мягкой красной резины, силиконизирована, с воронкой, цилиндрический наконечник, 2 отверстия, длина 75–80 см. Многоцветная.



23 52 00

Ch 8–18. Кол-во 50

Дуоденальная трубка Levin EUROPLAST из RUSCHELIT, не содержит латекса, прозрачная, цилиндрический наконечник, 4 отверстия, длина 125 см. Стерильно.



28 23 00

Ch 7.0–40.0. Кол-во 1

Буж пищеводный из PVC, цвет коричневый, наконечник тип – олива, длина 72 см. Многоцветный.



23 55 00

Размер 1–5. Кол-во 100

Зонд для энтерального питания ERUPLAST из RUSCHELIT, не содержит латекса, силиконизирован, воронка, адаптированная для Luer с заглушкой, цилиндрический наконечник, 2 отверстия, длина 50 см. Стерильно.

Размер 1 = 1,0x1,5 мм
Размер 2 = 1,5x2,1 мм

Размер 3 = 1,7x2,5 мм
Размер 4 = 2,0x3,0 мм
Размер 5 = 2,0x3,5 мм

**20 90 00**

O.D. 6,0/8,0/10,0/12,0 мм. Кол-во 5

Трубка Нордманна, дренажная ректальная из мягкой красной резины с баллоном и контрольным баллоном из SILKOLATEX RUSCH-GOLD. Двуствольная, с универсальной насадкой для шприца, цилиндрический наконечник, 2 отверстия. Длина 30 см. Емкость баллона 75 мл., максимально вмещает до 300 мл.


Диаметр, внутр. O.D. мм.	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Вид	красный	фиолетовый	синий	зеленый	серый

**23 59 00**

O.D. 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0 мм. Кол-во 50


Трубка ректальная газоотводная ERUPLAST из RUSCHELIT, не содержит латекса, цилиндрический наконечник, 2 отверстия, длина 40 см. Стерильно.

ЗОНДЫ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЖКТ

**20 48 00**


Ch 16/18/21. Кол-во 2

Зонд Сенгстакена из мягкой красной резины, трехходовой, цилиндрический наконечник, баллоны из SILKOLATEX RUSCH-GOLD, рентгеноконтрастное кольцо между баллонами, разметка. **Одноразовый. Стерильно.** Длина 100 см.

**20 48 02**

Ch 14/16/18. Кол-во 2

Зонд Сенгстакена-Блэкмора из мягкой красной резины, трехходовой, цилиндрический наконечник, баллоны из SILKOLATEX RUSCH-GOLD **соприкасаются друг с другом**, разметка. **Одноразовый. Стерильно.** Длина 100 см.

**20 48 03**

Ch 18. Кол-во 2

Как 20 48 02, четырёхходовой, с возможностью санации надманжеточного пространства. **Одноразовый. Стерильно.**

**18 06 30**

Ch 12–30. Кол-во 10

Катетер Фолея RUSCH-GOLD из SILKOLATEX, с воронкой, клапан для шприцев Luer и Luer-Lock, длина 40 см, цилиндрический, 2 отверстия, баллон 30–50 мм. Стерильно.

**17 06 05**




Ch 12–24. Кол-во 10

Катетер Фолея RUSCH BRILLIANT из 100% силикона, с воронкой, клапан для шприцев Luer и Luer-lock, длина 41 см., цилиндрический, 2 отверстия, баллон 10 мл.



НАБОР МОЧЕТОЧНИКОВОГО СТЕНТА С РЕТРАКЦИОННОЙ НИТЬЮ

Кол-во 5

Наконечник	Размер, Ch/Fr	Длина прямой части стента, см				
		22	24	26	28	30
Для одномоментной постановки стента с проводником						
 ЗАКРЫТЫЙ ТИП	 4.8/6/ 7/8/9	33 42 12	33 42 11	33 42 00	33 42 01	33 42 02
Для постановки по проводнику						
 ОТКРЫТЫЙ ТИП	 4.8/6/ 7/8/9	33 47 10	33 47 11	33 47 02	33 47 03	33 47 14
Для уретерореноскопии						
 ЗАКРЫТЫЙ ТИП	 4.8	-	33 42 13	33 42 05	33 42 06	-

Состав:

- **интегральный мочеточниковый стент** из WIRUTHAN (полиуретана), Rö-контрастный, белый, цилиндрический наконечник, дренажные отверстия по всей длине стента, разметка в см, линия для определения направления загиба конца стента, черная маркировка на конце стента;
- **толкатель** из WIRUTHAN (полиуретан), зеленый, длина около 45 см (90 см для уретерореноскопии);
- **спиральный стилет** из нерж. стали, тефлоновое покрытие, гибкий сердечник, длина около 100 см (150 см для постановки по проводнику и для уретерореноскопии);
- **два пластиковых зажима;**
- **карта пациента;**
- стерильно, для одноразового использования.

ЦИСТОСТОМИЧЕСКИЙ НАБОР EASYCYST

Размер, Ch	Длина, см	Боковые отверстия	Кол-во в упаковке, шт.
8/10/12/14/16	65	6	10




17 07 18

Кол-во 10

Цистостомический набор EasyCyst.

- катетер из Wiruthal (**полиуретан**) с воронкой для соединения с мочеприемником;
- расщепляющаяся пункционная игла из нержавеющей стали, глубина пункции до 12 см (в зависимости от размера);
- зажим катетера;
- скальпель;
- мочеприемник 1,5 л.;
- фиксирующая лента;
- стерильно, для одноразового использования.



ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ЦИСТОСТОМИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

ЗАО «СЭЙДЖ» предлагает большой ассортимент расходных материалов для урологии и эндоурологии ●

ЭКСТРАКТОР ЭМБОЛОВ И ТРОМБОВ




Размер	Емкость баллона		Цветовой код
	Макс. объем жидкости	Макс. объем газа	
CH 3	0.2 мл	0.6 мл	серый
CH 4	0.5 мл	1.2 мл	красный
CH 5	1.5 мл	3.0 мл	белый
CH 6	2.0 мл	4.5 мл	синий
CH 7	2.5 мл	5.0 мл	желтый
CH 8	3.0 мл	6.0 мл	коричневый

33 71 00

Ch 3/4/5/6/7/8 Кол-во 5

Экстрактор эмболов и тромбов Фогарти из WIRUTHAN, со стилетом, баллон из SILKOLATEX RUSCH-GOLD, рентгеноконтрастный, разметка, Luer-Lock адаптер, длина 82 см. Без латекса. Стерильно.

**17 87 00, 17 89 00**

O.D. 3,0–6,0/7,0/8,0. Кол-во 10

Трубка Т-образная Кэра из **SILKOLATEX RUSCH-GOLD**, длина 50х16, 70х16 см. Стерильно.**42 36 00**

O.D. 2,5–6,0/7,0/8,0/9,0/10,0. Кол-во 10

Трубка Т-образная Кэра из мягкой красной резины, длина 70х16 см. Стерильно.

42 36 01 •

O.D. 3,0/4,0/5,0/6,0. Кол-во 10

Трубка Т-образная Кэра из мягкой красной резины с желобом, длина 70х16 см. Стерильно.

33 31 69 •

O.D. 1,8/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5. Кол-во 10


Воронка для Т-образной трубки Кэра из **RUSCHELIT**. Стерильно.

Соответствие размеров

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8
Диаметр, мм	10	13	16	20	25	30	34	39

47 36 00

Размер 1–8. Кол-во 10

Дренаж пассивный Penrose из **SILKOLATEX RUSCH-GOLD**, толщина стенки ~ 0,13 мм, длина ~ 42 см. Стерильно.**47 39 01**

Размер ~ 30 x 12,5 см. Кол-во 10

Дренаж **WELLENDRAINAGE** из **SILKOMED** (100% силикон), белый, двойная упаковка, без латекса. Стерильно.

Кат. номер	Описание	Вид
17 92 00	Петля – турникет SILKOFLEX для артерий	красная
17 92 01	Петля – турникет SILKOFLEX для вен	голубая
17 92 02	Петля – турникет SILKOFLEX для мочеточников	желтая
17 92 03	Петля – турникет SILKOFLEX для нервных стволов	белая

17 92 00 – 17 92 03

Размер 1,2 x 2,4 мм. Кол-во 10

Петля – турникет **SILKOFLEX** из **SILKOMED** (100% силикон) для выведения из операционного поля артерий, вен, мочеточников, нервов, длина около 40 см. Без латекса. 10 пар в коробке. Стерильно.

134°C



Только 47 15 00

Только 47 16 00

Диаметры трубок, мм

○	○	○	○	○	○
2x4	3 x 5	3 x 7	4 x 6	4 x 7	4,5 x 10
○	○	○	○	○	○
5 x 7	5 x 8	5 x 9	6 x 9	6 x 12	7 x 10
○	○	○	○	○	○
7 x 13	8 x 12	8 x 14	10 x 14	10 x 16	11 x 18

47 15 01

Длина рулона – 15 м

Трубка из **SILKOLATEX**, не стерильно, подвергается автоклавированию.

47 15 00 •

Длина рулона – 15 м

Трубка из **LATEX**, не стерильно, подвергается автоклавированию.

47 16 00 •

Длина рулона – 15 м

Трубка из **SILKOMED** (100% силикон), не содержит латекса, апиогенно, не стерильно, подвергается автоклавированию.

134°C



Диаметры трубок, мм

○	○	○	○	○	○	○
1,5 x 3	2 x 4	3 x 5	3,5 x 5,5	3,5 x 6	4 x 6	4 x 7
Длина 1.25 м			Длина 1.6 м			
Длина 55 м			Длина 55 м			Длина 45 м
○	○	○	○	○	○	○
5 x 7	5 x 8	5 x 8,5	6 x 8	6 x 9	6 x 9,5	6 x 10
Длина 1.6 м						
Длина 45 м		Длина 30 м				
○	○	○	○	○	○	○
7 x 9	7 x 10	7 x 10,5	7 x 11	8 x 11	8 x 12	9 x 13
Длина 1.6 м						
Длина 30 м		Длина 25 м			Длина 20 м	
○	○	○	○	○	○	○
9 x 14	10 x 14	10 x 15	11 x 15	11 x 16	12 x 17	12 x 18
Длина 1.6 м						
Длина 20 м			Длина 20 м		Длина 15 м	

Только 47 42 00

Для 47 42 00

Для 47 41 00

47 41 00
47 42 00

Длина рулона 15–55 м

Длина рулона 1,25–1,6 м

Дренажная трубка из мягкой красной резины, не стерильно, подвергается автоклавированию.